

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTOR DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH A3002

Nr katalogowy: A3002

Waga: 2,5 kg

⚠ UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z rotora należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Rotor przeznaczony jest do ćwiczeń czynnych (oporowych) kończyn dolnych i górnych przy schorzeniach urazowo ortopedycznych oraz reumatycznych. Ma zastosowanie na oddziałach rehabilitacji, w domach pomocy społecznej oraz do ćwiczeń w domu.



Bezpieczne
wzmacnianie mięśni



Ćwiczenia kondycyjne



Stymulacja układu
krążenia



ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. Należy dopilnować, aby przed rozpoczęciem rotor stał na stabilnej płaskiej powierzchni.
2. Przy ćwiczeniach czynnych kończyn dolnych rotor należy ustawić bezpośrednio na podłodze.
3. Przy ćwiczeniach czynnych kończyn górnych rotor należy ustawić na stole.
4. Ćwiczenia należy przeprowadzać w pozycji siedzącej. Zamontowane nasadki przeciwpoślizgowe zabezpieczają rotor przed przesuwaniami się.


MONTAŻ

Rotor jest dostarczany w pełni wyregulowany i zmontowany z wyjątkiem pokrętła regulującego opór. Pokrętło należy wkręcić w otwór znajdujący się na górze łączenia pedałów z ramą. Wraz z przekręcaniem pokrętła w prawo zwiększany jest opór stawiany podczas kręcenia pedałami.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę rotora pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia.
2. Zaleca się regularne czyszczenie rotora miękką szmatką i wodą z mydłem. Rotor po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.

⚠ UWAGA! Do czyszczenia chodzika nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.

 **UWAGA! Raz na miesiąc zaleca się wkropić kilka kropli oleju przekładniowego do otworu pod pokrętko regulacji oporu.**

GWARANCJA

Sprzęt objęty jest 12-miesięcznym okresem gwarancji. Sprzęt powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania. Gwarancja nie obejmuje:

- czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisaną w instrukcji,
- części ulegających zużyciu podczas normalnego użytkowania,
- mechanicznych i termicznych uszkodzeń sprzętu,
- usterek powstałych wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbań, dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

Do serwisu produkt należy dostarczyć czysty. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia, Nabywca będzie obciążony kosztami realizacji reklamacji.

Gwarancja jest realizowana na podstawie dowodu zakupu.

Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

DYSTRYBUTOR:

REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03-310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00,
fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl



Wydano: 03/2014

PRODUCET:

APEX MEDICAL CORP.
9, Min Sheng St., Tu-Cheng,
Taipei Country, 236, Taiwan