

Meliseptol® Foam pure



Dezynfekcja powierzchni

- Bezpieczny, szybki i skuteczny
- Dobra tolerancja materiałowa
- Nie pozostawia śladów na mytych i dezynfekowanych powierzchniach
- Do inkubatorów, oddziałów neonatologicznych, pionu żywieniowego

Meliseptol® Foam pure

Preparat do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu

Charakterystyka

Meliseptol Foam Pure to szybko działający środek, przeznaczony do stosowania na powierzchniach urządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholu np. inkubatorów, głowic USG, foteli do badań, łóżek szpitalnych, stolików oraz sprzętu będącego na wyposażeniu sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych.

Właściwości

Meliseptol® Foam pure

- Bezpieczny, szybki i skuteczny
- Bez alkiloamin, aldehydów
- Dobra tolerancja materiałowa
- Bezbarwny, bez zapachu
- Pozbawiony aerozolu
- Przebadany dermatologicznie
- Nie pozostawia śladów na dezynfekowanych powierzchniach
- Do inkubatorów i oddziałów neonatologicznych
- Do stosowania w pionie żywieniowym

Zastosowanie

Zwilżyć powierzchnię nierozcieńczonym preparatem, aż będzie zupełnie mokra i utrzymywać wilgotną przez czas działania roztworu. Spryskiwanie i przecieranie są jednym z najbardziej wygodnych zastosowań szybko działających środków do dezynfekcji powierzchni. W celu zredukowania wdychania aerozoli, została

opracowana nowa formuła środka z zastosowaniem specjalnych głowic spryskujących. Aplikowana piana w przeciągu kilku sekund dezintegruje się na powierzchni powodując oprócz skutecznej dezynfekcji również mechaniczne wspomaganie procesu oczyszczania. Czas działania: 1 minuta.

Skuteczność mikrobiologiczna

Meliseptol® Foam Pure jest skuteczny w zwalczaniu: bakterii (także prątków gruźlicy), wirusów oraz grzybów.

Mikroorganizmy	Czas działania
Bakterie (MRSA,), grzyby	1 min.
Prątki	1 min.
HBV, HCV, HIV, Vaccina, Rota	1 min.
Ptasia grypa-wirus typu A H7N1	15 sec.
Polioma, Noro wirus	5 min

Pozytywne opinie producentów sprzętu:

Dialog+ Dializator, Perfusor® Space-pompa infuzyjna, Infusomat® Space-pompa infuzyjna, Głowice USG-Philips, Głowice USG- itachi, Głowice USG-ALOKA Venue 40-konsola firmy GE, Skóropodobne

Dostępne opakowania

Numer katalogowy

Butelka ze spryskiwaczem 750 ml

19290

kanister 5L

19289



Bezpieczny i skuteczny

Meliseptol® Foam pure – skład

100g roztworu zawiera: 17g 1-propanolu; 0,23g chlorku dwudecyldwumetyloamoniowego, < 5% surfaktantów niejonowych, wodę oczyszczoną. Meliseptol® Foam Pure jest bezzapachowy.