




STERISOL SHOWER SOAP

SYSTEM ZAMKNIĘTY STERISOL

Czyste mikrobiologicznie, specjalistyczne mydło w postaci żelu do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz mycia ciała i włosów. W hermetycznych jednorazowych opakowaniach z unikalnym, zintegrowanym, bezpiecznym systemem dozowania – „SYSTEM ZAMKNIĘTY STERISOL”

Idealne dla osób, które z przyczyn zawodowych muszą często myć ręce i ciało. Skutecznie zapobiega szerzeniu się zakażeń krzyżowych.



- Bezpieczne mikrobiologicznie.
- Doskonałe właściwości myjące.
- Przebadane zgodnie z normą EN 1499.
- Bez barwników i konserwantów.
- Nie wywołuje podrażnień i alergii.
- Delikatne dla skóry.
- Ekonomiczne w użyciu – wysoka wydajność.
- Niska masa odpadów opakowaniowych.



Sterisol

STERISOL SHOWER SOAP


Czyste mikrobiologicznie, specjalistyczne mydło w postaci żelu do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała i włosów.

W hermetycznych jednorazowych opakowaniach z unikalnym, zintegrowanym, bezpiecznym systemem dozowania – „SYSTEM ZAMKNIĘTY STERISOL”.

Idealne dla osób, które z przyczyn zawodowych muszą często myć ręce i ciało. Skutecznie zapobiega szerzeniu się zakażeń krzyżowych.

CECHY PRODUKTU:

- Sterisol Shower Soap to mydło gwarantujące najwyższe standardy higieniczne i jakościowe.
- Sterisol Shower Soap produkowane jest w aseptycznych warunkach z najwyższej jakości i czystości mikrobiologicznej składników.
- Warunki produkcji i konfekcjonowania produktu spełniają wysokie standardy GMP.
- Sterisol Shower Soap jest przebadane zgodnie z normą EN 1499.
- Mydło konfekcjonowane jest w jednorazowy worek PE/PETP z zastawką dozującą zabezpieczoną przed bezpośrednim kontaktem z dłonią. Worki z mydłem dostosowane są do estetycznych i łatwych w obsłudze oraz do utrzymania w czystości dozowników ściennych.
- Specjalnie skonstruowana zastawka dozująca zawiera tylko jedną dozę mydła i skutecznie chroni zawartość pojemnika przed wtórną kolonizacją mikroorganizmami z otoczenia. Podczas dozowania mydła nie następuje zasysanie powietrza i zanieczyszczeń mikrobiologicznych do wnętrza pojemnika.
- Mydło w pojemniku pozostaje czyste mikrobiologicznie przez cały okres użytkowania.
- Sterisol Shower Soap nie zawiera substancji konserwujących, bakteriostatycznych i barwników, dzięki czemu jest bezpieczne dla skóry wrażliwej i skłonnej do alergii.
- Mydło doskonale myje, dobrze się pieni i łatwo spłukuje.
- Sterisol Shower Soap ma również zastosowanie do mycia włosów i całego ciała podczas kąpieli i pod prysznicem.
- Ekonomiczne w użytkowaniu dzięki wysokiej wydajności i kontrolowanemu dozowaniu za pomocą szczelnej zastawki dozującej (wydajność ok. 700 porcji).
- Zużyte opakowanie – worek z PE/PETP nie zawiera pozostałości mydła oraz cechuje się niską masą i objętością odpadu.



Zastawka zapobiegająca zasysaniu powietrza

SKŁAD wg INCI

Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-4 Rapeseedamine, Laureth-3 (i) DATEM, Citric Acid, Parfum.

OBSZARY STOSOWANIA

Idealne do zastosowania w placówkach służby zdrowia – szpitalach, blokach operacyjnych, gabinetach zabiegowych stomatologicznych, chirurgicznych, przychodniach, salonach kosmetycznych, placówkach opieki społecznej i innych obszarach gospodarki, w których wymagane są wysokie standardy higieniczne.

SPOSÓB UŻYCIA

Higieniczne mycie rąk

Na zwilżoną skórę rąk nanieść minimum jedną dozę mydła, dokładnie rozprowadzić po skórze. Ręce myć dokładnie, nie krócej niż 30 sek. Następnie ręce spłukać czystą wodą i osuszyć czystym jednorazowym ręcznikiem.

Chirurgiczne mycie rąk

Na zwilżoną skórę rąk nanieść minimum dwie dozy mydła, dokładnie rozprowadzić po skórze rąk i przedramion aż do łokci. Ręce myć dokładnie, nie krócej niż 2 min. Następnie ręce spłukać czystą wodą i osuszyć czystym jednorazowym ręcznikiem.

Sterisol Shower Soap ma również zastosowanie do mycia włosów i całego ciała podczas kąpieli i pod prysznicem.

OPAKOWANIA

- Sterisol Shower Soap 700 ml w jednorazowym worku.

WPOSAŻENIE DODATKOWE DO STERISOL SYSTEM

- Dozownik ścienny z ramieniem dozującym z tworzywa sztucznego.
- Dozownik ścienny z ramieniem dozującym z metalu.
- Automatyczny dozownik ścienny uruchamiany fotokomórką.

Centralny Rejestr Kosmetyków Nr RK/62131/2003

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR

PRODUCENT: Sterisol AB, Vedstena, Szwecja

DYSTRYBUTOR W POLSCE: Medilab Sp. z o.o. • ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Tel. 85 747 93 00 • www.medilab.pl



Sterisol

MEDILAB