

WYJĄTKOWO DELIKATNE MYCIE

Seraman® sensitive (foam)

Delikatny płyn lub pianka myjąca, zawierają najnowocześniejsze, łagodne składniki myjące. Zapobiegają wysuszeniu skóry, czyniąc produkt idealnym do mycia nawet najdelikatniejszej skóry.

- ▲ przyjemne w stosowaniu
- ▲ bez substancji zapachowych i barwników
- ▲ Seraman sensitive foam można stosować od 1-go dnia życia



Seraman[®] sensitive (foam)

Dlaczego

Seraman sensitive (foam)?

Seraman sensitive (foam) jest delikatnym preparatem myjącym i pielęgnującym. Dzięki zawartości specjalnie dobranych środków powierzchniowo-czynnych dokładnie myje, jednocześnie pielęgnując skórę. Nie zawiera barwników ani substancji zapachowych, które mogłyby podrażniać skórę.

Formuła oparta na APG (alkilopoliglikozyd) gwarantuje wyjątkowe właściwości myjące. Postać pianki (Seraman sensitive foam) ułatwia aplikację.

Produkty o zminimalizowanej ilości składników, przebadane dermatologicznie, o neutralnej dla skóry wartości pH.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

- ▲ Szczególnie zalecane dla osób o wrażliwej skórze oraz do mycia dzieci i niemowląt
- ▲ Niewielkie ryzyko wystąpienia alergii, brak przypadków podrażnień skóry
- ▲ Nadają się również do mycia ciała i włosów oraz do higieny intymnej
- ▲ Doskonale właściwości myjące, łagodne mycie i pielęgnacja
- ▲ Pianka wygodna w dozowaniu bez konieczności spieniania wodą, możliwość stosowania bezpośrednio przy łóżku chorego
- ▲ Idealne dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek, pacjentów i osób z wrażliwą skórą, często myjących ręce
- ▲ Możliwość mycia noworodków od 1-go dnia życia (Seraman sensitive foam - Opinia IMiD w Warszawie nr ZF-K-107/09/12)
- ▲ Wartość pH ok. 5,0

SKŁAD WG INCI

Seraman sensitive foam:

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, PEG-7-Glyceryl Cocoate, Lauryl Glucoside, Laureth-2, Sodium Benzoate.

Seraman sensitive:

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, PEG-7-Glyceryl Cocoate, Lauryl Glucoside, Laureth-2, Sodium Benzoate, Ammonium sulfate.

ZASTOSOWANIE

Idealnie nadają się do mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk. Do mycia całego ciała i włosów. Do mycia dzieci, niemowląt i noworodków od 1-go dnia życia (Seraman sensitive foam).

W CELU ŁATWEGO I HIGIENICZNEGO DOZOWANIA ZALECAMY STOSOWANIE DOZOWNIKÓW:

Dermados z wkładem plastikowym	10000004
Dermados foam (dla Seraman sensitive foam)	10097150
Dozownik na woreczki (dla Seraman sensitive)	10004540



Możliwość adaptacji dozownika Dermados na dozownik pianowy poprzez wymianę pompki:



WYJĄTKOWO DELIKATNE MYCIE

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

W szpitalach, gabinetach lekarskich, domach pomocy społecznej (dla osób o wrażliwej skórze).

Pianka szczególnie przydatna przy pielęgnacji pacjentów przewlekle chorych (możliwość użycia bezpośrednio przy łóżku chorego) oraz do mycia noworodków.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Seraman sensitive nanieść na dłonie, rozprzodzić i następnie splukać.

Piankę Seraman[®] sensitive foam nanieść na skórę, rozprzodzić, zetrzeć wilgotną ściereczką. W przypadku mycia niemowląt splukać wodą.

EUROPEJSKA NOTYFIKACJA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

CPNP Ref.: 1038671 (Seraman sensitive)
CPNP Ref.: 1277724 (Seraman sensitive foam)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

JEDNOSTKOWE	HANDLOWE	SYMBOL
Seraman sensitive Butelka 500 ml	24 szt.	3038670
Seraman sensitive Butelka 1 l	12 szt.	3038710
Seraman sensitive Woreczek 800 ml	6 szt.	3029150
Seraman sensitive foam Butelka 200 ml z ręczną pompką	12 szt.	3038790
Seraman sensitive foam Butelka 400 ml do dozownika Dermados [®] foam	24 szt.	3038750
Pompka do Dermados [®] foam	10 szt.	10017775
Pompka spieniąjąca do butelki 400 ml	24 szt.	10109978